

BIORREFRACTOR ALL IN ONE US



Tratamiento no invasivo. **CAVITACIÓN CON SISTEMA DE CONTROL DE PULSO ACTIVO CONTINUÓ CON RESONANCIA ACTIVA.**
El más avanzado sistema de cavitación, que permite aumentar la eficacia de las ondas emitidas hasta un 200% más, al ajustarse la frecuencia de las ondas emitidas a la refracción máxima del tejido graso, al disminuir su reflexión, consiguiendo:

Una eficacia del 90-95%.
Necesidad de menos sesiones.

Sencillo y fácil de aplicar, al ajustarse continuamente la frecuencia de salida a la grasa tratada, consiguiendo una mayor eficacia en el rompimiento de las paredes adipositarias.

Incluye Analizador de Grasa Corporal (BIA) por Impedanciometría:

| | |
|-------------|-------------------------|
| % de Grasa. | % de Agua Extracelular. |
| % de Agua. | % de Agua Intracelular. |

Características Técnicas:

Voltaje Principal: 230/115 VAC 50/6 Hz
Potencia consumida: 70 Watt RMS
Peso: 4 Kg
Garantía: 2 años
Clasificación: Clase 1, Tipo BF (Ref: 93/42/CEE)
Potencia del transductor: 50 Wpp
Frecuencia media: 34 KHz +/- 4,75 KHz
Dimensiones del transductor: 50 mm

Equipo Standard:

1 Cavitador Biorrefractor
1 Manipulo emisor de 50 mm plano
1 Manipulo emisor de 50 mm cóncavo
1 Cable corriente
1 Libro Instrucciones

BIA:

Analizador Grasa Corporal
Tipo: Analizador por Impedanciometria
Rango: de 200 a 1000 ohm
Frecuencia: 1/100 KHz
Máxima salida: 800 μ AC estabilizada

Mujer 63 años



Antes



Después de 5 tratamientos

GRUPO PUBLISAC